

Clearblue® DIGITAL

Test di gravidanza

con INDICATORE DELLE SETTIMANE

- Se esegui il test a partire dal giorno previsto del ciclo mestruale, puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno per sapere se sei incinta.
- Se esegui il test prima del giorno previsto del ciclo mestruale, usa la prima urina del giorno.
- Per un risultato accurato dell'Indicatore delle Settimane, devi usare la prima urina del giorno.
- Evita di bere troppi liquidi prima di eseguire il test.

Leggi attentamente questo foglio illustrativo prima di eseguire il test.

1 Eseguì il test

Quando sei pronta a eseguire il test, estrai lo stick per il test dalla pellicola di protezione e rimuovi il cappuccio blu. Utilizza immediatamente lo stick.

PUOI Eseguire il test nel flusso di urina

- Tieni nel flusso di urina l'estremità assorbente rivolta verso il basso **per soli 5 secondi**.
- Fai attenzione e non bagnare il resto dello stick per il test.
- Se lo desideri, puoi rimettere il cappuccio sullo stick per il test e appoggiarlo in piano.



OPPURE

Raccogliere un campione di urina in un contenitore pulito e asciutto

- Colloca l'estremità assorbente nell'urina, rivolta verso il basso come mostrato, **per soli 20 secondi**.
- Se lo desideri, puoi rimettere il cappuccio sullo stick per il test e appoggiarlo in piano.



2 Attendi...

- Il simbolo di attesa lampeggia per mostrare che il test è in corso.
- Quando il simbolo di attesa smette di lampeggiare, appare il risultato. Se il simbolo di attesa non appare dopo avere eseguito il test, *consulta la domanda 6* in Domande e risposte.



Durante il test, non tenere **mai** lo stick per il test con l'estremità assorbente rivolta verso l'alto.

3 Leggi il risultato

Il test di gravidanza Clearblue® DIGITAL ha un **Indicatore delle Settimane** che fornisce una stima di quando è avvenuto il concepimento. Questa informazione viene visualizzata sul display insieme al risultato 'Incinta'.

- Il display mostra il risultato entro **3 minuti**.
- Il risultato 'Incinta' potrebbe apparire sul display **prima** del risultato dell'Indicatore delle Settimane. **Continua ad attendere** finché il simbolo di attesa non smette di lampeggiare, quindi leggi il risultato dell'Indicatore delle Settimane. Questo potrebbe impiegare fino a 3 minuti.
- Alcuni risultati potrebbero apparire in un solo minuto.
- Il risultato rimarrà sul display per circa 24 ore.
- Se il risultato è 'Incinta', dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare in seguito. Il medico calcola la fase della gravidanza in base al primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale.
- Il concepimento avviene circa 2 settimane prima del giorno in cui è previsto il tuo successivo ciclo mestruale. L'Indicatore delle Settimane fornisce una stima di quando è avvenuto il concepimento.

- La stima del giorno del concepimento fornita dall'Indicatore delle Settimane è accurata al 93%. La stima è basata sul livello dell'ormone della gravidanza, hCG (gonadotropina corionica umana), nell'urina. Il livello di hCG varia da donna a donna ed è quindi possibile che l'Indicatore delle Settimane possa a volte fornire risultati ingannevoli. L'accuratezza del risultato 'Incinta'/'Non incinta' è superiore al 99% quando il test viene eseguito dal giorno previsto dell'inizio del ciclo mestruale.

Errori nel test

Leggi la sezione 'Errori nel test' se hai utilizzato lo stick per il test e il display non visualizza nessuno dei risultati mostrati in questa pagina.

Interpretazione dei risultati

Risultati	Tempo trascorso dal concepimento	Come il medico calcolerà la data di inizio della gravidanza (in base a un ciclo di 28 giorni)*
	Il risultato è Non incinta consulta la domanda 13 in Domande e risposte.	-
	Il risultato è Incinta e il concepimento è avvenuto circa 1-2 settimane fa.	3-4 settimane
	Il risultato è Incinta e il concepimento è avvenuto circa 2-3 settimane fa.	4-5 settimane
	Il risultato è Incinta e il concepimento è avvenuto più di 3 settimane fa.	5+ settimane

*Il medico determinerà l'inizio della gravidanza dal primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale, non dal momento del concepimento.

DOMANDE E RISPOSTE

1 Come funziona il test di gravidanza Clearblue® DIGITAL? Quando sei incinta, il tuo corpo produce l'ormone della gravidanza hCG (gonadotropina corionica umana). La quantità di hCG nel tuo corpo aumenta nelle fasi iniziali della gravidanza. Clearblue® può rilevare quantità minime di questo ormone presenti nell'urina (la sensibilità di questo test è di 25 mIU/ml). Basandosi sul livello di hCG nell'urina, l'indicatore delle Settimane fornisce una stima del giorno in cui è avvenuto il concepimento.

2 Qual è l'accuratezza del test di gravidanza Clearblue® DIGITAL nel rilevare la gravidanza? Questo test di laboratorio, il test di gravidanza Clearblue® DIGITAL ha rivelato un'accuratezza superiore al 99% nel rilevare la presenza o l'assenza di una gravidanza, quando è stato usato nel giorno previsto per il ciclo. Se esegui il test prima del giorno in cui è previsto il ciclo e ottieni un risultato "Non incinta", c'è ancora una possibilità che tu sia incinta. *Consulta la domanda 4.*

3 Qual è l'accuratezza dell'Indicatore delle Settimane del test di gravidanza Clearblue® DIGITAL? La stima del giorno del concepimento fornita dall'Indicatore delle Settimane è accurata al 93%. La stima è basata sul livello di hCG nell'urina. Il livello di hCG varia da donna a donna ed è quindi possibile che l'Indicatore delle Settimane possa a volte fornire risultati ingannevoli. L'Indicatore delle Settimane si è dimostrato coerente al 97% con la data ottenuta mediante ecografia (11 - 13 settimane). Il risultato si basa su studi di confronto fra i risultati di 187 donne (a 1-2, 2-3, e più di 3 settimane dal concepimento) e la datazione mediante ecografia. Se il test viene eseguito più di 6 settimane dopo il concepimento, l'Indicatore delle Settimane potrebbe fornire risultati imprevisti. Questo accade in quanto il livello di hCG nell'urina è troppo alto perché il test possa fornire una valutazione accurata del tempo trascorso dal concepimento.

4 Quando posso eseguire il test con il test di gravidanza Clearblue® DIGITAL? Il test di gravidanza Clearblue® DIGITAL può essere usato fino a 9 giorni prima del giorno previsto per il ciclo non avvenuto (cioè 2 giorni prima del giorno previsto per il ciclo). Se esegui il test prima del momento in cui è previsto il ciclo e ottieni un risultato "Non incinta", c'è ancora una possibilità che tu sia incinta. Fai riferimento alla tabella che segue per i risultati ottenuti con i test clinici del test di gravidanza Clearblue® DIGITAL eseguito con campioni raccolti nelle primissime fasi della gravidanza.

Test eseguito in anticipo				
Numero di giorni prima del giorno previsto del ciclo	-1	-2	-3	-4
% di campioni da donne incinte che hanno fornito il risultato "Incinta"	98%	97%	90%	65%

Se il risultato è "Non incinta" e sospetti comunque una gravidanza, fai riferimento alla domanda 13. Per calcolare quando è previsto il tuo ciclo, calcola la lunghezza normale del tuo ciclo contando il numero di giorni dal primo giorno del ciclo fino al giorno prima dell'inizio del ciclo successivo.

- Se i tuoi cicli sono irregolari, prima di eseguire il test dovresti lasciar trascorrere un tempo pari al ciclo più lungo negli ultimi mesi.

Se non hai alcuna idea del giorno previsto per il ciclo, ti raccomandiamo di eseguire il test non prima di 19 giorni dall'ultimo rapporto non protetto.

5 Vi sono farmaci o condizioni di salute che possono influire sul risultato?

- Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni dei produttori di qualsiasi farmaco che stai assumendo.
- I farmaci per la fertilità contenenti hCG possono produrre risultati ingannevoli (i farmaci per la fertilità vengono solitamente somministrati per iniezione e un test troppo vicino alla somministrazione può produrre un falso risultato "Incinta").
- Altre terapie per la fertilità (come il citrato di clomifene), antidiuretici e contraccettivi ormonali (come la pillola contraccettiva) non dovrebbero influire sul risultato.
- Se hai smesso recentemente di usare contraccettivi ormonali o hai in corso terapie per la fertilità, ad esempio con citrato di clomifene, i tuoi periodi potrebbero essere irregolari e indurre a un'esecuzione anticipata del test.
- Se di recente sei stata incinta (anche se non hai portato a termine la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato "Incinta".
- Se sei in menopausa o prossima a essa, potresti ottenere un falso risultato "Incinta" anche se non lo sei.
- Una gravidanza ectopica e la presenza di cisti ovariche possono fornire risultati ingannevoli.
- Gravidanze multiple ed ectopiche possono dar luogo a risultati ingannevoli dell'indicatore delle Settimane.

Se ottieni risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico.

6 Ho utilizzato il test di gravidanza ma il simbolo di attesa non è apparso. Che cosa significa?

Il test non ha funzionato correttamente. *Consulta la sezione relativa agli errori nel test.*

7 Ho utilizzato il test ma sul display non è apparso alcun risultato. Che cosa significa?

Il risultato deve apparire sul display entro 3 minuti. Se non appare alcun risultato, *consulta la sezione relativa agli errori nel test.*

8 Il test dice che sono "Incinta". Che cosa devo fare?

Se il risultato è "Incinta", dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare in seguito. L'Indicatore delle Settimane è solo una stima del giorno in cui si è verificato il concepimento. Il tuo medico calcolerà lo stato della gravidanza in base al primo giorno del tuo ciclo. Il concepimento avviene circa 2 settimane prima del giorno previsto per il ciclo successivo.

9 Il test dice che sono incinta ma non penso che il concepimento sia avvenuto nel momento stimato dall'Indicatore delle Settimane. È possibile?

L'Indicatore delle Settimane è accurato al 93% quando il test viene eseguito con la prima urina del giorno. Alcuni farmaci o condizioni di salute possono influire sul risultato. *Consulta la domanda 5.*

10 Ho eseguito il test ieri e il risultato era "Incinta". Ho ripetuto il test oggi e, secondo l'Indicatore delle settimane, il numero di settimane dal concepimento è risultato inferiore. Che cosa devo fare?

L'aumento del livello di hCG è fluuante ed è quindi possibile che l'Indicatore delle settimane fornisca un risultato imprevisto se il test viene eseguito in giorni consecutivi. Esegui di nuovo il test dopo 5 giorni e, se il risultato dell'Indicatore delle settimane mostra ancora una riduzione nel numero di settimane dal concepimento, *consulta la domanda 12.*

11 Ho eseguito il test precedentemente segnalato "Incinta", ma ripetendo il test ho ottenuto il risultato "Non incinta", oppure è iniziato il ciclo. Che cosa significa?

Anche se il test ha un'accuratezza superiore al 99% nel rilevare l'ormone della gravidanza dal giorno previsto per il ciclo, è possibile che restituisca un risultato "Incinta" per poi scoprire che non lo sei (ed esempio, potresti ottenere un risultato "non incinta" o potrebbe iniziare il ciclo). Questo potrebbe essere dovuto a un'interruzione naturale nelle prime fasi della gravidanza, nota come "interruzione precoce della gravidanza", purtroppo non infrequente, in quanto 1 gravidanza su 4 va incontro a un'interruzione precoce. In caso di risultati imprevisti, chiedi consiglio al tuo medico.

12 Ho eseguito il test una settimana fa e il risultato era "Incinta". Ho ripetuto il test e, secondo l'Indicatore delle settimane, il numero di settimane dal concepimento è risultato inferiore. Che cosa devo fare?

Se hai eseguito il test secondo le istruzioni, usando la prima urina del giorno in entrambe le occasioni, e l'Indicatore delle settimane ha fornito un risultato imprevisto, devi consultare il tuo medico.

13 Il test indica "Non incinta". Che cosa devo fare?

Potresti non essere incinta, oppure il livello di ormone della gravidanza potrebbe non essere abbastanza alto da poter essere rilevato o potresti aver calcolato male il giorno previsto per il periodo.

- Se hai eseguito il test troppo presto, esegui nuovamente il test nel giorno previsto per il periodo.
- Se il giorno in cui era previsto il periodo è già trascorso, ripeti il test dopo 3 giorni. Se questo test produce ancora un risultato "Non incinta" e il periodo non è ancora arrivato, consulta il tuo medico.

ERRORI NEL TEST

Errore libro - si è verificato un errore durante il test. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- L'estremità assorbente non è stata rivolta verso il basso, oppure il test non è stato appoggiato in piano dopo l'applicazione dell'urina.
- È stata utilizzata troppa o troppa poca urina. Devi rievolvere il test, usando un nuovo stick per il test e seguendo le istruzioni con attenzione.
- **Errore con display vuoto**
Il test non ha funzionato come previsto. Questo può essere dovuto al fatto che non sono state seguite le istruzioni per uso. Devi eseguire un altro test. Segui con attenzione le istruzioni per l'uso.

SMALTIMENTO DEL TEST

Rimuovi la batteria prima di smaltire lo stick per il test. Lo smaltimento della batteria deve avvenire in conformità con le indicazioni di riciclo appropriate. Per rimuoverla, inserisci una moneta nella fessura sull'estremità e ruotala per aprire il retro dello stick per il test. Se la batteria non è visibile, fai scivolare il supporto della batteria nella direzione della freccia per facilitare la rimozione. **Attenzione:** Non smontare né ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco. Smaltisci il resto dello stick secondo le indicazioni per il riciclo delle apparecchiature elettriche. Non gettare le apparecchiature elettriche nel fuoco.



Questo dispositivo soddisfa i requisiti per le emissioni elettromagnetiche EN61326. Le sue emissioni elettromagnetiche sono quindi ridotte. Non si prevedono interferenze da parte di altri dispositivi elettrici. Il test non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di sorgenti di forti radiazioni elettromagnetiche, come i telefoni cellulari, in quanto potrebbero impedire il corretto funzionamento del test. Per evitare scariche elettrostatiche, non utilizzare il test in un ambiente molto asciutto, soprattutto in presenza di materiali sintetici.

Test di gravidanza per uso domestico. Solo per uso diagnostico *in vitro*. Non per uso interno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test. Non utilizzare se l'involucro di protezione contenente gli stick è danneggiato. Non utilizzare gli stick per il test oltre la data di scadenza. Il prodotto contiene batterie. Smaltire secondo la normativa locale in vigore. Queste istruzioni si riferiscono al modello CBA002F.

IVD	Dispositivo medico diagnostico per esami <i>in vitro</i>	LOT	Codice lotto	⊗	Non riutilizzare
	Limite di temperatura: 2 °C - 30 °C (36 °F - 86 °F)		Data di scadenza		Produttore

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.
Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD. © 2015 SPD. Tutti i diritti riservati.

www.clearblue.com
Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00 -16:00, festivi esclusi.
0800 102 865
Gratuito da rete fissa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate al fine di Controllo della Qualità. Vi preghiamo di essere pronti a citare il numero di lotto.