

Test di gravidanza

Rilevazione Precoce



Per test autonomi. Leggi attentamente questo foglio illustrativo prima di eseguire un test.

Esegui il test a partire da



6 giorni prima

del ritardo delle mestruazioni!



Se esegui il test in anticipo, usa la prima urina del giorno, altrimenti esegui il test in qualsiasi momento



Non bere molti liquidi prima di eseguire il test

Leggi il risultato entro 10 minuti



1 Esegui il test

Rimuovilo dalla pellicola di alluminio, togli il cappuccio e utilizzalo immediatamente.

Posiziona la punta che cambia colore:



come mostrato



oppure



in un campione di urina raccolto



IMPORTANTE: immergi completamente la punta nel flusso di urina

IMPORTANTE: la punta che cambia colore diventa immediatamente rosa per mostrare che sta assorbendo l'urina. **Inizia a contare i secondi non appena vedi che la punta che cambia colore diventa rosa.** Rimetti il cappuccio e appoggia lo stick di test in piano. Se la punta non diventa completamente rosa, vedi "Errori nel test".

2 Attendi



Dopo pochi istanti, nella finestra di controllo potrebbe apparire una linea, ma devi **ATTENDERE 3 MINUTI** prima di leggere il risultato.

Se non appare alcuna linea blu, vedi "Errori nel test".

3 Risultati

Incinta: se il risultato è **Incinta**, consulta il tuo medico.

Immagine A



Finestra del risultato

Finestra di controllo

Immagine B



Immagine C



Non Incinta

(vedi D2).



Se non sei sicura del risultato, vedi D6.

SE VEDI DUE LINEE SEI INCINTA. NON IMPORTA SE LE LINEE SONO SBIADITE O SCURE. Perché il risultato sia valido, nella finestra di controllo deve essere presente una linea blu. In caso contrario, vedi "Errori nel test". **IMPORTANTE!** Leggi il risultato entro **10 minuti** dal test. Dopo questo periodo di tempo, ignora qualsiasi cambiamento.



Domande e risposte

1 Il mio risultato è Incinta. Che cosa devo fare?

Consulta il tuo medico per informazioni su cosa fare successivamente. È possibile ottenere un risultato positivo e successivamente scoprire di non essere più incinta (vedi D7).

2 Il mio risultato è Non Incinta. Che cosa significa?

Potresti non essere incinta o il livello dell'ormone della gravidanza potrebbe non essere ancora abbastanza alto da poter essere rilevato. Esegui di nuovo il test dopo tre giorni. Se questo test produce un risultato "Non incinta" e il ciclo mestruale è in ritardo, consulta il tuo medico.

3 A partire da quando posso eseguire il test?

Questo test può essere utilizzato a partire da 6 giorni prima del ritardo delle mestruazioni (5 giorni prima di quando ti aspetti le mestruazioni). Tuttavia, poiché i livelli ormonali variano da donna a donna e all'inizio della gravidanza possono essere molto bassi, potresti essere incinta ma ottenere comunque un risultato negativo. La tabella seguente mostra la percentuale di gravidanze che sono state rilevate in test di laboratorio con campioni d'urina prelevati all'inizio della gravidanza:

| Giorni prima del ritardo delle mestruazioni | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
|---|------|------|------|------|-----|-----|
| Gravidanze rilevate | >99% | >99% | >99% | >99% | 96% | 79% |

4 Come funziona Clearblue?

Il test rileva l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana) nell'urina. La sensibilità del test è pari a 10 mIU/ml. Ha un'accuratezza superiore al 99% nei test di laboratorio a partire dal giorno di inizio ciclo previsto.

5 Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire sul risultato?

Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni dei produttori di qualsiasi farmaco che stai assumendo. I farmaci contenenti hCG, nonché alcune rare condizioni mediche, possono causare falsi risultati positivi. Una gravidanza ectopica o una gravidanza recente, anche se non portata a termine, può causare risultati ingannevoli. Se sei in menopausa o ti stai avvicinando a essa, potresti ottenere un falso risultato incinta anche se non lo sei. Il test **NON** dovrebbe essere influenzato da terapie ormonali contenenti citrato di clomifene, antidolorifici comuni, alcool, antibiotici

o pillola anticoncezionale. Se ottieni risultati imprevisti, dovrai parlarne con il tuo medico.

6 Che cosa devo fare se ho dei dubbi sul risultato?

Se vedi due linee blu entro 10 minuti dal test sei incinta, non importa se le linee sono sbiadite o scure.

Risultati Incinta

Immagine A Questo risultato è più probabile quando esegui il test prima del giorno previsto per le mestruazioni, quando il livello di hCG potrebbe essere relativamente basso.

Immagine B Questo potrebbe essere il risultato se esegui il test intorno al giorno previsto per le mestruazioni, poiché il livello di hCG potrebbe essere relativamente basso.

Immagine C Questo potrebbe essere il risultato se esegui il test svariati giorni dopo il giorno previsto per le mestruazioni, poiché il livello di hCG è più alto.

Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, dovresti aspettare almeno 3 giorni prima di eseguire nuovamente il test, seguendo con cura le istruzioni.

7 Ho ottenuto un primo risultato Incinta, ma ripetendo il test ho ottenuto un risultato negativo, oppure ho avuto le mestruazioni. Che cosa significa?

È possibile che tu ottenga un risultato positivo e successivamente scopra di non essere più incinta. In questo caso si parla di "interruzione precoce della gravidanza", una situazione non rara che si verifica circa in 1 gravidanza su 4. La maggior parte delle donne può avere successivamente una gravidanza sana.

8 C'è qualcosa che dovresti fare se ho intenzione di rimanere incinta?

È consigliabile consultare il medico prima di provare a rimanere incinta. Molti medici consigliano di assumere acido folico o integratori vitaminici prenatali, evitare l'alcol, smettere di fumare e cercare di mantenere un peso sano. Potresti anche prendere in considerazione l'utilizzo di un test di ovulazione per individuare i tuoi giorni più fertili. Clearblue offre un'ampia gamma di prodotti per aiutarti a ottimizzare le tue possibilità di concepimento.



Errori nel test

La punta che cambia colore non diventa completamente rosa.

Potresti non aver applicato abbastanza urina. Tuttavia, se entro 10 minuti dal test appare la linea di controllo, puoi essere certa che il test ha funzionato.

Entro 10 minuti dal test, nella finestra di controllo non appare alcuna linea blu.

Il test non ha funzionato, forse perché è stata usata troppa o troppa poca urina. Prova a eseguire un nuovo test, seguendo attentamente le istruzioni.

Finestra del risultato Finestra di controllo



www.clearblue.com

Gli operatori sono disponibili dal Lun al Ven ore 08:00 -16:00, festivi esclusi.

0800 102 865 Le chiamate sono gratuite.

Le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate per fini di controllo qualità. È necessario avere a disposizione la confezione, incluso l'involucro interno del prodotto, quando ci contattate.

Istruzioni per Clearblue Rilevazione Precoce, con "CB14" stampato sull'involucro. Per test eseguiti a casa in modo autonomo. Solo per uso diagnostico *in vitro*. Non per uso interno. Non riutilizzare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare a una temperatura compresa fra 2 °C e 30 °C. Se conservato in frigorifero, lasciarlo a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test. Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato. Non usare dopo la data di scadenza. Smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Non smontare il dispositivo. Contiene parti di piccole dimensioni.

Non ingerire alcun componente di questo dispositivo. Se lo ingerisci accidentalmente, richiedi assistenza medica. Riferisci a Clearblue eventuali lesioni causate dall'utilizzo di questo prodotto.

¹ Il 79% dei risultati Incinta può essere rilevato 6 giorni prima del ritardo delle mestruazioni (5 giorni prima del giorno previsto per le mestruazioni).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.

| | | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|--|------------|
| LOT | Codice lotto | IVD | Dispositivo medico-diagnostico <i>in vitro</i> | Produttore |
| Data di scadenza | | Limite di temperatura 2 °C - 30 °C | Non riutilizzare | |

Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD.
© 2022 SPD. Tutti i diritti riservati.

2300533.04 05-2022



0123